

## Sauter

### Produits


| Référence | Nom                                | Lettre |
|-----------|------------------------------------|--------|
| 542310    | SAUTER BIJOU BAINS PROG. BLC 1000W | A      |

Arrêt BIJOU Beige le 01/07/2008

Constructeur No 344

### Paramètres

| Référence | Puissance (W) | Tension (V) | Capacité/Largeur | Couleur | Lettre |
|-----------|---------------|-------------|------------------|---------|--------|
| 542310    | 1000          | 230         |                  | BLANC   | A      |



## Références

| Repère | Libellé   | A      |
|--------|---|--------|
| 30     | FACADE + ENJOLIVEURS (1000W VERT. BLANC)                            | 097241 |
| 31     | ENJOLIVEUR BLANC  | 599924 |
| 40     | GRILLE SUPERIEURE PLASTIQUE BLANC                                   | 097188 |
| 70     | SUPPORT MURAL<br><i>0414-&gt;0801</i>                               | 098097 |
| 70     | SUPPORT MURAL V BRUT 1500W<br><i>depuis/since 0801</i>              | 098889 |
| 72     | PETITE BARRE<br><i>avant/before 0512</i>                            | 599949 |
| 72     | BARRE PORTE SERVIETTE BLC (SUPERIEURE)<br><i>depuis/since 0512</i>  | 098169 |
| 73     | GRANDE BARRE<br><i>avant/before 0512</i>                            | 599950 |
| 73     | BARRE PORTE SERVIETTE BLC (INFERIEURE)<br><i>depuis/since 0512</i>  | 098170 |
| 92     | RESISTANCE<br><i>avant/before 0126</i>                              | 699932 |
| 93     | RESISTANCE (VERSION 2)<br><i>depuis/since 0126</i>                  | 599062 |
| 183    | PLATINE THERMOSTAT<br><i>avant/before 0126</i>                      | 599922 |
| 183    | PLATINE THERMOSTAT MK5 (SANS SONDE)<br><i>0126 -&gt;0414</i>        | 087092 |
| 184    | BOITIER THERMOSTAT CPT (2 MOL. + CURS.)<br><i>depuis/since 0414</i> | 087718 |
| 184    | BOITIER THERMOSTAT CPT BLANC (3 MOL.)<br><i>0126 -&gt;0414</i>      | 599972 |
| 185    | VOLET BOITIER THERMOSTAT MK9 / MK10<br><i>depuis/since 0414</i>     | 091076 |
| 239    | LIMITEUR THERMIQUE 87ØC<br><i>depuis/since 0414</i>                 | 085039 |
| 239    | LIMITEUR DE TEMPERATURE 105 DEGRES<br><i>avant/before 0414</i>      | 699924 |
| 297    | SONDE THERMOSTAT LG 922MM<br><i>0126 -&gt;0414</i>                  | 081036 |